

## **Batería de pruebas**

En la primera visita que hacemos al cliente, realizamos una serie de pruebas inofensivas e indoloras: Anamnesis, Videotoscopia, Audiometría, Timpanometría, Demostración de la Pérdida Auditiva y Demostración de la Mejora Potencial.

### **Anamnesis**

Durante una entrevista el audioprotesista identificará posibles causas y características de la pérdida auditiva, conocerá las potenciales dificultades del proceso de adaptación y otros factores que pueden afectar a su audición. También recabará información sobre su estilo de vida (aficiones, rutinas, etc...) fundamental para la posterior selección de la solución auditiva idónea.

### **Videotoscopia**

Con la ayuda de un avanzado videostoscopio, no manual, el audioprotesista explorará su canal auditivo, oído externo y oído medio. Esta información es crucial para descartar algunas patologías que pueden inferir en su pérdida auditiva, así como evitar diagnósticos imprecisos.

### **Audiometría**

En una cabina insonorizada se realizan diferentes mediciones. El aislamiento es vital para la obtención de resultados objetivos y reales. Una audiometría que no se realiza en un espacio insonorizado puede proporcionar resultados poco fiables. Se realizan tres mediciones: audiometría tonal, audiometría ósea y logaudiometría. La audiometría tonal mide la percepción de la intensidad del sonido que entra por el canal auditivo. La audiometría ósea mide la percepción de la intensidad del sonido propagado por la estructura ósea craneal. La logaudiometría mide el entendimiento del lenguaje hablado a diferentes intensidades. Los resultados de la logaudiometría son relevantes puesto que distinguen entre la capacidad oír y la de entender.

### **Timpanometría**

Medición de la respuesta timpánica al estímulo. Proporciona información sobre la salud y el estado del tímpano.

### **Demostración de la pérdida auditiva**

El moderno equipamiento de AudioFactory permite mostrar gráficamente la pérdida auditiva tanto a la persona que la sufre como a los acompañantes. Es una herramienta valiosa que visualmente plasma la deficiencia auditiva.

### **Demostración de la mejora potencial**

Gracias a esta prueba de audífonos, usted podrá observar el grado en que le puede ayudar una solución auditiva. Así se generarán expectativas realistas para usted y para el audioprotesista, garantizando su satisfacción.